

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen

Europe Magic Wand (EMW)

WICHTIG

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch durch und heben Sie sie gut auf. Es ist wichtig, dass Sie die Bedienungsanleitung genau befolgen!

SPEZIFIKATIONEN

Modell	EMW-230V CE ROHS	Netzspannung	230 Volts
Maximale Nutzungsdauer	Jeweils 25 Minuten	Netzfrequenz	50 Hz
Vibrationsfrequenz	Ca. 6000/min (schnell) Ca. 3200/min (langsam)	Stromaufnahme	20 Watts
Gewicht	680 g	Hergestellt in	China

SICHERHEITSINSTRUKTIONEN

ACHTUNG! Falsche Benutzung kann zu elektrischen Schlägen, Verbrennungen, Feuer und Verletzungen führen!

WARNUNG vor FLÜSSIGKEITEN und FEUCHTIGKEIT

- ➔ Benutzen Sie den EMW nicht in nassen oder feuchten Umgebungen. Benutzen Sie ihn niemals in der Nähe von Duschen, Badewannen, Pools oder dergleichen. Bewahren Sie ihn dort auch nicht auf.
- ➔ Berühren Sie niemals einen EMW, der ins Wasser gefallen ist.
- ➔ Der EMW darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt werden.
- ➔ Schalten Sie den EMW nicht in der Nähe von Sprays ein.

WARNUNG vor FALSCHEM GEBRAUCH

- ➔ Der EMW darf nicht von Kindern oder unmündigen Personen bedient werden. Der EMW ist kein Spielzeug. Er darf nicht an Anschlusskabel getragen werden.
- ➔ Der EMW darf nicht in der Steckdose verbleiben, wenn er nicht benutzt wird.
- ➔ Der EMW darf nicht unbeaufsichtigt zurückgelassen werden, wenn er eingeschaltet ist.
- ➔ Der EMW darf nicht benutzt werden, falls er nicht ordentlich funktioniert, beschädigt worden ist oder nass war. Dies gilt für den ganzen Apparat einschließlich Anschlusskabel und Stecker. Reparaturen/Servicechecks müssen durch den Händler oder Amok Marketing ausgeführt werden (Siehe Kontaktangaben).
- ➔ Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an

Erfahrung und Wissen, beabsichtigt es sei denn, hat er beaufsichtigt oder vedr Benutzug des Gerätes durch eine Person ansvarig dess Sicherheit gegeben.

- Kinder ska überwacht sikre De som ikke med-Play-Appliance.
- Da Netzkabel kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist muss das Gerät verschrottet werden.

WARNUNG vor ÜBERHITZUNG

- Der EMW muss zur Vermeidung von Überhitzungen frei vibrieren können.
- Der EMW darf daher nicht unter Teppichen, Kissen, Decken und dergleichen eingeschaltet werden, wo er nicht frei vibrieren kann. Aus demselben Grund darf man den Kopf eines eingeschalteten EMW nicht fest umfassen.
- Der EMW darf für jeweils höchstens 25 Minuten hintereinander eingeschaltet werden. Danach muss er mindestens 30 Minuten lang abkühlen.

WARNUNG vor VERLETZUNGEN

- Der EMW ist für die Muskelmassage von Schultern, Armen, Rücken und Beinen vorgesehen.
- Der EMW darf nicht im Bereich von Schwellungen, Entzündungen oder Ausschlag benutzt werden.
- Der EMW darf nicht auf der Brust oder im Bereich der Schilddrüse (direkt unter dem Adamsapfel) benutzt werden.
- Der EMW darf nicht bei unerklärlichen Schmerzen benutzt werden. Konsultieren Sie im Zweifelsfall Ihren Arzt.

BEDIENUNGSANLEITUNG

So benutzen Sie Ihren Europe Magic Wand für die Muskelmassage

- Halten Sie der “+”-Taste für 2 Sekunden, um Ihre EMW einzuschalten.
- Schalten Sie, durch Drücken der “-”-Taste für mindesten 2 Sekunden, den EMW ab.
- Massieren Sie mit Ihrem EMW nicht länger als 25 Minuten. Möchten Sie länger massieren, müssen Sie den EMW für 30 Minuten abschalten. Danach können Sie ihn wieder einschalten.
- Verwenden Sie die “+”-Taste und/oder “-”-Taste, um die Geschwindigkeit anzupassen. Wählen Sie die Vibrationsgeschwindigkeit, die Ihnen am meisten zusagt.
- Massieren Sie den Körper mit der Seitenfläche des vibrierenden Kopfes.

So behandeln und verwahren Sie Ihren Europe Magic Wand

- Bewahren Sie Ihren EMW nicht an einem feuchten Ort oder in direktem Sonnenlicht auf.
- Sie können Ihren EMW mit einem ausgewrungenem Tuch reinigen, nachdem Sie den Stecker aus der Steckdose gezogen haben. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel.

Bei Problemen mit Ihrem Europe Magic Wand

- Falls es mit Ihrem Europe Magic Wand Probleme gibt, kontaktieren Sie bitte Amok Marketing über die E-Mailadresse emw@amokmarketing.com. Dann wird Ihnen geholfen.

GEWÄHRLEISTUNG UND REPARATUR

Sie haben als Verbraucher Gewährleistungsansprüche gemäß der geltenden Gesetzgebung. Diese beziehen sich auf sämtliche Fabrikationsfehler bei Verarbeitung und Material, die bei normaler Benutzung auftreten. In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist 24 Monate ab dem Kaufdatum.

Das Bestehen der Gewährleistung setzt einen Beleg in Form eines gültigen Kaufbelegs sowie eines beim Kauf neuen Produktes voraus. Bei einem gültigen Kaufbeleg handelt es sich um eine Quittung, aus der das gekaufte Produkt, das Kaufdatum und der Kaufpreis hervorgehen.

Heben Sie deshalb Ihren Kaufbeleg auf.

Ausführung von Service und Reparaturen am Europe Magic Wand

Sollten Sie wider Erwarten an Ihrem EMW einen Mangel entdecken, der unter die Gewährleistungspflicht fällt, werden Sie gebeten, sich an den Händler zu wenden, den Mangel zu beschreiben und Angaben zum Kaufbeleg zu machen. Alternativ können Sie sich unter emw@amokmarketing.com direkt an Amok Marketing wenden.

Der Händler/Amok Marketing wird danach nach eigenem Ermessen für die Reparatur oder den Austausch eines jeden mechanischen oder elektrischen Teils sorgen, das sich als defekt erweist oder aber den ganzen Apparat durch ein vergleichbares Modell ersetzen.

Falls der Händler/Amok Marketing der Meinung ist, dass Service oder Reparatur erforderlich sind, muss die Ware zweckmäßig verpackt zurückgeschickt werden. Eine Kopie des Kaufbeleges ist beizulegen. Amok Marketing haftet nicht für Verluste oder Beschädigungen beim Versand.

Einschränkung der Gewährleistung

- ➔ Die Gewährleistungsansprüche entfallen, falls am Produkt nicht autorisierter Service, Reparaturen oder Modifikationen vorgenommen worden sind
- ➔ Durch beabsichtigten oder unbeabsichtigten Missbrauch, Unfall, Mangel an Pflege und Wartung verursachte Schäden sind nicht abgedeckt. Hierunter fallen auch durch falsche Elektroinstallation, Stromstärke oder Netzspannung verursachte Schäden.
- ➔ Beim Transport entstandene Schäden sowie die Kosten für Transport und Versand sind nicht abgedeckt.
- ➔ Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch ausgelegt. Jede kommerzielle Nutzung hebt die Gewährleistung auf.
- ➔ Nur in Europa gekaufte und benutzte Apparate fallen unter die Gewährleistung.



Europe
MAGIC WAND